

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Средство многофункциональное отоларингологическое для промывания ушного прохода «А-Церумен Плюс» (A-Cerumen Plus).

Состав на 100 г

Действующие вещества:

Поверхностно-активные вещества 20 г

Вспомогательные вещества: до 100 г

Поверхностно-активные вещества произведены из растительного сырья.

Не содержит консервантов.

Форма выпуска

Пластиковый одноразовый флакон-капельница по 2 мл. По 4, 5, 10 флаконов вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Спрей 40 мл в пластиковом флаконе с распылительной насадкой. Флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Свойства

Способствует растворению ушной серы и облегчает ее удаление из ушной раковины.

Предназначение

- Регулярная гигиена ушей.
- Растворение серных пробок.
- Профилактика образования серных пробок.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам.

Отиты, перфорация барабанной перепонки, наличие трубки для вентиляции среднего уха.

Младенцы до 6 месяцев.

Способ применения

Регулярная гигиена уха: 2 раза в неделю.

При наличии серных пробок: промывать ухо в течение 3-4 дней утром и вечером.

Флакон-капельница: по ½ флакона залить в каждое ухо.

Спрей: по 2 впрыскивания в каждое ухо.

Наклонить голову набок и ввести раствор в наружный слуховой проход. Для лучшего проникновения раствора помассировать козелок (выступ у основания ушной раковины), слегка на него надавливая. Выпрямить голову и вытереть отделяемое из уха ватным тампоном.

Особые указания

Вскрытый флакон-капельницу использовать в течение 24 часов. Спрей после первого применения необходимо использовать в течение 3 месяцев (в пределах указанного срока годности).

Вставляя флакон-капельницу или наконечник спрея в ушной проход не глубоко во избежание раздражения. После использования наконечник спрея промыть теплой водой.

При болезненности слухового прохода проконсультируйтесь с врачом.

Избегать попадания в глаза. Не глотать.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре от 10 °С до 40 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Претензии потребителей направлять по адресу:

ООО «БИОКОДЕКС»

107045, Москва, Последний переулок, д.11, стр.1.

Тел.: (495) 783 26 80

Факс:(495) 783 26 81

E-mail: phv@biocodex-corp.ru

Производитель:

Лаборатории Жильбер, Франция

928, Авеню Генерала де Голля

14200, Эрувиль Сен-Клер СЕДЕКС

Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1211 от 20.09.2013 г.